

歯科業界初の 2.5mm 超薄型コンプリートヘッド

## 『バトラーハブラシ #025M / #025S』新発売

サンスター株式会社では、革新的な無平線植毛技術により実現した、狭くみがきにくい部位にもスムーズに毛先が届く超薄型ハブラシ「バトラーハブラシ#025M / #025S」を、4月18日(月)より全国の歯科医院へ向けて新発売します。



バトラーハブラシ#025M / #025S

サンスター株式会社 広報室

## 【発売の背景】

バトラーの予防商品は、独自の考え方と高品質の商品を長年にわたって提供しており、世界中の歯科医師、歯科衛生士に高く評価されています。

特に、バトラーハブラシは、歯科医療の現場で予防歯科を啓発するプロフェッショナルな方々が、来院者一人ひとりの口腔内の状態に合ったハブラシを推奨できるようさまざまなハブラシを取り揃えています。

新製品「バトラーハブラシ#025M / #025S」は、予防歯科で重要な役割を担う歯科衛生士の方々の「ハブラシが入りにくく、毛先が当たりにくい部位にも対応できるハブラシが欲しい」という声に応えたものです。


平線を使用しない「無平線植毛技術」を活用し、ヘッド部分を歯科業界初の2.5mm超薄型に設計したことで、舌や頬が邪魔をしてみがきにくい部位にもしっかり毛先が歯面に当たり、確実にブラッシングが行えます。

狭くみがきにくい部位へもスムーズに届く、業界最薄ヘッドを実現することで、より効果的なプラークコントロールを目指します。

## 【無平線植毛技術とは】

私たちが毎日使っているハブラシの多くは、「毛」「ハンドル」「平線」の3つの部品で構成されています。「平線」とは、ハンドルの植毛部にあけた穴に毛を植える際の止め金のことです。この平線がハンドルに毛束を埋め込み、抜け落ちないように止めています。ハブラシのハンドルに一定の厚みが必要なのは、毛を植える際にヘッド部分の毛穴に「平線」を打ち込んでいるからです。


この平線を使用しない無平線植毛技術を用いたハブラシが「無平線ハブラシ」です。



## 【商品特長】

### 薄さ 2.5mmのコンプリートヘッド

無平線植毛技術を使用した超薄型スーパーコンパクトヘッド「コンプリートヘッド」が、狭くみがきにくい部位へもスムーズに届きます。



### 83mmのロングネック

ネックが長くスリムであるため、口腔内の奥、（大臼歯部）へもスムーズにヘッドが届きます。



### ショートスクエア・ハンドル

ハンドル材質にすべりにくいラバー（エラストマー）を採用しており、断面が四角いハンドルなので、スムーズにペングリップで使用できます。

### ハンドルカラーを4色ラインアップ

ハンドルカラーは、好感度の高いアクアブルー・フォレストグリーン・シトラスイエロー・フローラルピンクの4色をラインアップしました。

### 持ち帰りに便利なクリアケース入り

歯科医院で口腔衛生指導後、ハブラシを持ち帰るのに便利なクリアケース（PS樹脂製）入り。また、パッケージカラーで毛のかたさを識別できます。



【発売時期】 2005年4月18日(月)

【販売方法】

サンスター・ダイレクト・デンタルサプライ(歯科医療関係者向け通信販売)から  
全国の歯科医院へ販売

【商品仕様】

| 商品名           | 毛のかたさ | 患者購入<br>推奨価格(税抜) | 患者購入<br>推奨価格(税込) |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| バトラーハブラシ#025M | ふつう   | 1本 320円          | 1本 336円          |
| バトラーハブラシ#025S | やわらかめ | 1本 320円          | 1本 336円          |

< 本件のお問い合わせ先 >

広報室 橋本 TEL072-682-6212 FAX072-682-7917  
広報室(東京) 鈴木 TEL03-5441-1424 FAX03-5441-8778